

产品使用说明书 Product Manual

SD/-Ade/-His/-Trp/-Ura Broth

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263177
中文名称	酵母缺陷型培养基 SD/-Ade/-His/-Trp/-Ura Broth
英文名称	SD/-Ade/-His/-Trp/-Ura Broth
产品别名	SD-His-Trp-Ura-Ade Broth
用途	用于酵母杂交等相关实验
成分 (g/L) :	
YNB(No Amino Acids)	6.7
DO Supplement-Ade-His- Trp-Ura	0.69
Glucose	20.0
pH	5.8±0.1(25°C)
用法:	
取本品一袋，加蒸馏水 450mL 搅拌溶解后，定容至 0.5 L(不用调 pH 值)，121°C 高压灭菌 15 分钟，待冷却至 30°C 以下使用。	
储存方式:	
贮存于避光、干燥处；贮存期三年。	
注意事项:	
1. 若发现有严重吸潮现象，请停止使用。 2. 若配制少于 0.5 L，按每比例加入即可，剩余培养基可封口后放干燥处保存。 3. 葡萄糖可以 121°C-15 分钟或 115°C-20 分钟灭菌，灭菌后培养基颜色偏棕黄色，对酿酒酵母生长影响不大。 4. 操作时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。	
废物处理:	
检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。	