

产品使用说明书 Product Manual

SD/-His/-Leu/-Met/-Trp/-Ura With Agar

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263190
中文名称	酵母缺陷型培养基 SD/-His/-Leu/-Met/-Trp/-Ura With Agar
英文名称	SD/-His/-Leu/-Met/-Trp/-Ura With Agar
产品别名	SD-His-Leu-Trp-Met-Ura With Agar
用途	用于酵母杂交等相关实验
成分 (g/L) :	
YNB(No Amino Acids)	6.7
DO Supplement-His-Leu-Met-Trp-Ura	0.59
Glucose	20.0
Agar	20.0
pH	5.8±0.1(25°C)
用法:	
取本品一袋,加蒸馏水 450mL,加热煮沸搅拌至溶解,定容至 0.5 L(不用调 pH 值), 121°C 高压灭菌 15 分钟,冷却至 55°C以下倒平板即可。	
储存方式:	
贮存于避光、干燥处; 贮存期三年。	
注意事项:	
<ol style="list-style-type: none">1. 若发现有严重吸潮现象, 请停止使用。2. 若配制少于 0.5 L, 按每比例加入即可, 剩余培养基可封口后放干燥处保存。3. 葡萄糖可以 121°C-15 分钟或 115°C-20 分钟灭菌, 灭菌后培养基颜色偏棕黄色, 对酿酒酵母生长影响不大。4. 操作时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。	
废物处理:	
检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。	