

## 产品使用说明书 Product Manual

# SD/-His With Agar

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 品牌   | Chinook 钦诺克                |
| 货号   | CN263074                   |
| 中文名称   | 酵母缺陷型培养基 SD/-His With Agar |
| 英文名称   | SD/-His With Agar          |
| 产品别名   | SD-His With Agar           |
| 用途   | 用于酵母杂交等相关实验                |
| <b>成分 (g/L) :</b>  |                            |
| YNB(No Amino Acids)  | 6.7                        |
| DO Supplement -His   | 0.78                       |
| Glucose  | 20.0                       |
| Agar   | 20.0                       |
| pH   | 5.8±0.1(25°C)              |
| <b>用法:</b>   |                            |
| 取本品一袋,加蒸馏水 450mL,加热煮沸搅拌至溶解,定容至 0.5 L(不用调 pH 值),121°C 高压灭菌 15 分钟,冷却至 55°C以下倒平板即可。   |                            |
| <b>储存方式:</b>   |                            |
| 贮存于避光、干燥处;贮存期三年。   |                            |
| <b>注意事项:</b>   |                            |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 若发现有严重吸潮现象,请停止使用。</li><li>2. 若配制少于 0.5 L,按每比例加入即可,剩余培养基可封口后放干燥处保存。</li><li>3. 葡萄糖可以 121°C-15 分钟或 115°C-20 分钟灭菌,灭菌后培养基颜色偏棕黄色,对酿酒酵母生长影响不大。</li><li>4. 操作时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。</li></ol> |                            |
| <b>废物处理:</b>   |                            |
| 检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。  |                            |