

产品使用说明书 Product Manual

YPDS Medium (含葡萄糖、山梨醇)

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263390
中文名称	YPDS Medium (含葡萄糖、山梨醇)
英文名称	YPDS Medium (With Glucose, Sorbitol)
产品别名	YPDS 培养基 (含葡萄糖、山梨醇)
用途	用于裂殖酵母和酿酒酵母培养
成分 (g/L) :	
酵母提取物 Yeast Extract	10.0
葡萄糖 Glucose	20.0
山梨醇 Sorbitol	182.2
蛋白胨 Peptone	20.0
用法:	
1. 称取相应重量的上述培养基, 加去离子水至用 1000mL。 2. 推荐 115°C 高压灭菌 20 分钟。避免过度加热。液体培养基使用 0.22µm 滤膜过滤除菌, 效果会更好。 3. 配制固体培养基时, 灭菌后冷却至 50-60°C 倒平板即可。	
储存方式:	
贮存于避光、干燥处; 贮存期三年。	
注意事项:	
1. 注意无菌操作, 避免微生物污染。 2. 该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。 3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。	
废物处理:	
检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。	