

产品使用说明书 Product Manual

SD/-Ade/-His/-Trp/-Ura With Agar

品牌	Chinook 钦诺克		
货号	CN263178		
中文名称	酵母缺陷型培养基 SD/-Ade/-His/-Trp/-Ura With Agar		
英文名称	SD/-Ade/-His/-Trp/-Ura With Agar		
产品别名	SD-His-Trp-Ura-Ade With Agar		
用途	用于酵母杂交等相关实验		
成分 (g/L) :			
YNB(No Amino Acids)	6.7		
DO Supplement-Ade-His- Trp-Ura	0.69		
Glucose	20.0		
Agar	20.0		
pH	5.8±0.1(25℃)		
用法:			
取本品一袋,加蒸馏水 450mL,加热煮沸搅拌至溶解,定容至 0.5 L(不用调 pH 值),121℃ 高压灭菌 15 分钟,冷却至 55℃以下倒平板即可。			
储存方式:			
贮存于避光、干燥处; 贮存期三年。			
注意事项:			
1. 若发现有严重吸潮现象, 请停止使用。			
2. 若配制少于 0.5 L, 按每比例加入即可, 剩余培养基可封口后放干燥处保存。			
3. 葡萄糖可以 121℃-15 分钟或 115℃-20 分钟灭菌, 灭菌后培养基颜色偏棕黄色, 对酿酒酵母生长影响不大。			
4..操作时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。			
废物处理:			
检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。			