

## 产品使用说明书 Product Manual

# SD/-His/-Leu/-Lys/-Met/-Ura With Agar

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263188
中文名称	酵母缺陷型培养基 SD/-His/-Leu/-Lys/-Met/-Ura With Agar
英文名称	SD/-His/-Leu/-Lys/-Met/-Ura With Agar
产品别名	SD-His-Leu-Ura-Met-Lys With Agar
用途	用于酵母杂交等相关实验
<b>成分 (g/L) :</b>	
YNB(No Amino Acids)	6.7
DO Supplement-His-Leu-Lys-Met-Ura	0.58
Glucose	20.0
Agar	20.0
pH	5.8±0.1(25°C)
<b>用法:</b>	
取本品一袋,加蒸馏水 450mL,加热煮沸搅拌至溶解,定容至 0.5 L(不用调 pH 值), 121°C 高压灭菌 15 分钟,冷却至 55°C 以下倒平板即可。	
<b>储存方式:</b>	
贮存于避光、干燥处; 贮存期三年。	
<b>注意事项:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 若发现有严重吸潮现象, 请停止使用。</li><li>2. 若配制少于 0.5 L, 按每比例加入即可, 剩余培养基可封口后放干燥处保存。</li><li>3. 葡萄糖可以 121°C-15 分钟或 115°C-20 分钟灭菌, 灭菌后培养基颜色偏棕黄色, 对酿酒酵母生长影响不大。</li><li>4. 操作时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。</li></ol>	
<b>废物处理:</b>	
检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。	