

产品使用说明书 Product Manual

SD/-Leu/-Trp/-Ura With Agar

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263140
中文名称	酵母缺陷型培养基 SD/-Leu/-Trp/-Ura With Agar
英文名称	SD/-Leu/-Trp/-Ura With Agar
产品别名	SD-Leu-Trp-Ura With Agar
用途	用于酵母杂交等相关实验
成分 (g/L) :	
YNB(No Amino Acids)	6.7
DO Supplement-Leu-Trp-Ura	0.7
Glucose	20.0
Agar	20.0
pH	5.8±0.1(25°C)
用法:	
取本品一袋,加蒸馏水 450mL,加热煮沸搅拌至溶解,定容至 0.5 L(不用调 pH 值),121°C 高压灭菌 15 分钟,冷却至 55°C以下倒平板即可。	
储存方式:	
贮存于避光、干燥处;贮存期三年。	
注意事项:	
1. 若发现有严重吸潮现象,请停止使用。 2. 若配制少于 0.5 L,按每比例加入即可,剩余培养基可封口后放干燥处保存。 3. 葡萄糖可以 121°C-15 分钟或 115°C-20 分钟灭菌,灭菌后培养基颜色偏棕黄色,对酿酒酵母生长影响不大。 4. 操作时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。	
废物处理:	
检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。	