

## 产品使用说明书 Product Manual

### SD/-Cys/-His/-Leu/-Met/-Trp/-Ura Broth

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263193
中文名称	酵母缺陷型培养基 SD/-Cys/-His/-Leu/-Met/-Trp/-Ura Broth
英文名称	SD/-Cys/-His/-Leu/-Met/-Trp/-Ura Broth
产品别名	SD-His-Leu-Trp-Met-Ura-Cys Broth
用途	用于酵母杂交等相关实验
<b>成分 (g/L) :</b>	
YNB(No Amino Acids)	6.7
DO Supplement-Cys-His-Leu-Met-Trp-Ura	0.58
Glucose	20.0
pH	5.8±0.1(25°C)
<b>用法:</b>	
取本品一袋, 加蒸馏水 450mL 搅拌溶解后, 定容至 0.5 L(不用调 pH 值), 121°C 高压灭菌 15 分钟, 待冷却至 30°C 以下使用。	
<b>储存方式:</b>	
贮存于避光、干燥处; 贮存期三年。	
<b>注意事项:</b>	
1. 若发现有严重吸潮现象, 请停止使用。 2. 若配制少于 0.5 L, 按每比例加入即可, 剩余培养基可封口后放干燥处保存。 3. 葡萄糖可以 121°C-15 分钟或 115°C-20 分钟灭菌, 灭菌后培养基颜色偏棕黄色, 对酿酒酵母生长影响不大。 4. 操作时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。	
<b>废物处理:</b>	
检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。	