

产品使用说明书 Product Manual

YPDS Liquid Medium (含葡萄糖、山梨醇)

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263391
中文名称	YPDS Liquid Medium (含葡萄糖、山梨醇)
英文名称	YPDS Liquid Medium (With Glucose、Sorbitol)
产品别名	YPDS 液体培养基 (含葡萄糖、山梨醇) (溶液)
用途	用于裂殖酵母和酿酒酵母培养
成分 (g/L) :	
酵母提取物 Yeast Extract	10.0
葡萄糖 Glucose	20.0
山梨醇 Sorbitol	182.2
蛋白胨 Peptone	20.0
pH	5.8
用法:	
<ol style="list-style-type: none">称取相应重量的上述培养基, 加去离子水至用 1000mL。推荐 115°C 高压灭菌 20 分钟。避免过度加热。液体培养基使用 0.22µm 滤膜过滤除菌, 效果会更好。配制固体培养基时, 灭菌后冷却至 50-60°C 倒平板即可。 注意: 本产品除菌方式为高压灭菌+葡萄糖过滤除菌	
储存方式:	
贮存于避光、干燥处; 贮存期三年。	
注意事项:	
<ol style="list-style-type: none">注意无菌操作, 避免微生物污染。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。	
废物处理:	
检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。	