

产品使用说明书 Product Manual

MS 改良培养基(1/2 MS 盐)

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263761
中文名称	MS改良培养基(1/2 MS盐)
英文名称	Murashige & Skoog Modified Basal Salt Mixture
产品别名	MS改良培养基(1/2 MS盐) 、 Murashige & Skoog Modified Basal Salt Mixture
用途	用于植物组织培养

成分 (mg/L) :

硝酸铵 Ammonium Nitrate	825
硼酸 Boric Acid	3.1
无水氯化钙 Calcium Chloride, Anhydrous	166.1
六水氯化钴 Cobalt Chloride•6H ₂ O	0.0125
五水硫酸铜 Cupric Sulfate•5H ₂ O	0.0125
乙二胺四乙酸二钠二水合物 Na ₂ EDTA•2H ₂ O	18.63
七水硫酸亚铁 Ferrous Sulfate•7H ₂ O	13.9
无水硫酸镁 Magnesium Sulfate, Anhydrous	90.35
一水硫酸锰 Manganese Sulfate•H ₂ O	8.45
钼酸钠 二水合物 Molybdic Acid (Sodium Salt)• 2H ₂ O	0.125
碘化钾 Potassium Iodide	0.415
硝酸钾 Potassium Nitrate	950
磷酸二氢钾 Potassium Phosphate, Monobasic	85
七水硫酸锌 Zinc Sulfate•7H ₂ O	4.3

用法:

称取本品2.17g (精确值2.165395g) , 加入1000mL蒸馏水中溶解, 根据实验所需调节pH值 (一般为pH5.8±0.2) , 分装, 121°C高压灭菌15分钟。

注意: 如需添加植物激素, 耐高温的植物激素如IBA、NAA 、6-BA和2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌, 其他不耐高温的植物激素, 需单独溶解并过滤除菌, 待培养基冷却至65°C左右时加入。



储存方式:

常温运输, 2-8℃密封储存; 保质期3年。

注意事项:

1. 本品需自行调节pH值, 可自行使用盐酸和氢氧化钠调节pH, 一般调为 $\text{pH}5.8 \pm 0.2$ (25℃), 具体是实验需求而定。
2. MS培养基, 需要自行添加蔗糖的配方, 蔗糖添加量一般为20.0-30.0g/L; 需自行添加凝胶的配方, 琼脂粉添加量一般为7.0-12.0g/L, 植物凝胶添加量一般为2.0-4.0g/L。
3. 含蔗糖的植物组织培养基, 高压灭菌时, 需要注意避免产生糖焦化现象, 以121℃高压灭菌15分钟或115℃高压灭菌20分钟为宜。
4. 含琼脂或植物凝胶的培养基, 高压灭菌前一定要加热煮沸, 搅拌至完全溶解, 煮沸后搅拌时间约1分钟。注意: 切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
5. 添加植物激素, 耐高温的植物激素如IBA、NAA、6-BA和2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌; 对于其他不耐高温的植物激素, 一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌, 待培养基冷却至65℃左右时加入。
6. 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。
7. 称量时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖, 避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同, 保质时间存在一定的差异。

废物处理:

检测之后带菌物品置于121℃下高压灭菌30分钟后处理。