



产品使用说明书 Product Manual

White 培养基基盐（含维生素）（干粉+浓缩粉）

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263802
中文名称	White 培养基基盐（含维生素）（干粉+浓缩粉）
英文名称	White Base Salts With Vitamins
产品别名	White 培养基（含维生素，不含蔗糖、琼脂）
用途	用于植物生根、胚胎以及一般组织培养
培养基基盐成分（mg/L）：	
氯化钾 KCl	65.0
硝酸钾 KNO ₃	80.0
硫酸镁 MgSO ₄	351.6
磷酸二氢钠 NaH ₂ PO ₄	16.8
五水硫酸铜 CuSO ₄ ·5H ₂ O	0.001
七水硫酸亚铁 FeSO ₄ ·7H ₂ O	3.47
硼酸 H ₃ BO ₃	1.5
碘化钾 KI	0.75
一水硫酸锰 MnSO ₄ ·H ₂ O	5.31
三氧化钼 MoO ₃	0.0001
硫酸钠 Na ₂ SO ₄	200.0
七水硫酸锌 ZnSO ₄ ·7H ₂ O	2.67
甘氨酸 Glycine	2.0
肌醇 Inositol	100.0
盐酸硫胺素 Thiamine HCL	0.1
烟酸 Nicotinic Acid	0.5
盐酸吡哆醇 Pyridoxine HCL	0.5
钙盐工作液浓度（mg/L）：	
四水硝酸钙 Ca(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O	300.0
产品组成：	
货号与规格	组成
CN263802-50L	培养基基盐干粉 45g+钙浓缩液干粉 20g



CN263802-100L	培养基基盐干粉 85g+钙浓缩液干粉 35g
用法：	
1.配置 1000×钙浓缩液： 称取钙浓缩液干粉 15.0g, 加入 50mL 蒸馏水中溶解 (或者根据比例, 30.0g 溶入 100mL 蒸馏水) , 混匀。	
2.配置培养基： 称取本品 0.83g (精确值 0.8302011 g) , 加入 999mL 蒸馏水中溶解, 滴入 1000×钙浓缩液 1mL, 根据实验所需添加蔗糖和琼脂等成分 (若添加琼脂则需加热煮沸搅拌至溶解) , 调节 pH 值 (一般为 pH5.7) , 分装, 121°C 高压灭菌 15 分钟。	
相关产品：	
CN263802 White 培养基基盐 (含维生素) (干粉+浓缩粉) 与 CN260593 White 培养基基盐 (含维生素) (干粉+浓缩液) , 营养成分完全相同, 不同之处在于: 前者, 钙盐为粉末形式; 后者, 钙盐为液体形式。	
储存方式：	
培养基基盐干粉: 常温运输, 2-8°C 密封保存, 贮存于避光、干燥处; 保质期三年。 钙盐浓缩粉: 常温运输, 26°C 以下室温密封保存, 贮存于避光、通风、干燥处; 保质期三年。 注意: 钙浓缩液干粉极易吸水潮解, 要特别注意密封保存。	
注意事项：	
1. 本品需自行调节 pH 值, 可使用盐酸和氢氧化钠调节, 一般调为 pH 至 5.7 (25°C) 。灭菌后若需微调, 需使用无菌的盐酸溶液和氢氧化钠溶液进行调节。 2. 植物组织培养基, 需要自行添加蔗糖的配方, 蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L; 需自行添加凝胶的配方, 琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L, 植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。 3. 含蔗糖的植物组织培养基, 高压灭菌时, 需要注意避免产生糖焦化现象, 以 121°C 高压灭菌 15 分钟或 115°C 高压灭菌 20 分钟为宜。 4. 含琼脂或植物凝胶的培养基, 高压灭菌前一定要加热煮沸, 搅拌至完全溶解, 煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意: 切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。 5. 称量时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。	
废物处理：	
检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。	

