

产品使用说明书 Product Manual

YEPDM Agar Medium (含葡萄糖、麦芽糖)

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263322
中文名称	YEPDM Agar Medium (含葡萄糖、麦芽糖)
英文名称	YEPDM Agar Medium (With Dextrose And Maltose)
产品别名	YEPDM 琼脂培养基 (含葡萄糖、麦芽糖)
用途	用于诱导毕赤酵母 pKlmal22、pSpmal1、pSpmal6 启动子
成分(g/L):	
酵母粉 Yeast powder	10.0
蛋白胨 Peptone	20.0
葡萄糖 Dextrose	10.0
麦芽糖 Maltose	10.0
琼脂 Agar	20.0
用法:	
取本品一袋, 加蒸馏水 450mL, 加热煮沸, 搅拌至完全溶解后, 定容至 0.5 L, 115°C 高压灭菌 20 分钟, 避免过度加热。待冷却至 60°C 以左右, 铺平板。	
储存方式:	
贮存于避光、干燥处; 贮存期三年。	
注意事项:	
<ol style="list-style-type: none">1. 若发现有严重吸潮现象, 请停止使用。2. 若配制少于 0.5 L, 按每比例加入即可, 剩余培养基可封口后放干燥处保存。3. 避免过度加热, 防止糖类焦化。4. 操作时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。	
废物处理:	
检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。	