

# 产品使用说明书

## Product Manual

### YES Agar Medium

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263392
中文名称	YES Agar Medium
英文名称	YES Agar Medium
产品别名	YES 琼脂培养基
用途	用于裂殖酵母的增殖培养
<b>成分 (g/L) :</b>	
酵母提取物 Yeast Extract	5.0
葡萄糖 Glucose	30.0
腺嘌呤 Adenine	0.225
组氨酸 Histidine	0.225
亮氨酸 Leucine	0.225
赖氨酸 Lysine	0.225
尿嘧啶 Uracil	0.225
琼脂 Agar	20.0
<b>用法:</b>	
1. 称取相应重量的上述培养基, 加去离子水至用 1000mL。 2. 推荐 115°C 高压灭菌 20 分钟。避免过度加热。液体培养基使用 0.22μm 滤膜过滤除菌, 效果会更好。 3. 配制固体培养基时, 灭菌后冷却至 50-60°C倒平板即可。	
<b>储存方式:</b>	
贮存于避光、干燥处; 贮存期三年。	
<b>注意事项:</b>	
1. 注意无菌操作, 避免微生物污染。 2. 该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。 3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。	

**废物处理:**

检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。