

## 产品使用说明书 Product Manual

# YEPDM Medium (含葡萄糖、麦芽糖)

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN263323
中文名称	YEPDM Medium (含葡萄糖、麦芽糖)
英文名称	YEPDM Medium (With Dextrose And Maltose)
产品别名	YEPDM 培养基 (含葡萄糖、麦芽糖)
用途	用于诱导毕赤酵母 pKlmal22、pSpmal1、pSpmal6 启动子
<b>成分(g/L):</b>	
酵母粉 Yeast powder	10.0
蛋白胨 Peptone	20.0
葡萄糖 Dextrose	10.0
麦芽糖 Maltose	10.0
<b>用法:</b>	
取本品一袋，加蒸馏水 450mL 搅拌溶解后，定容至 0.5 L，115°C 高压灭菌 20 分钟，避免过度加热。也可以过滤除菌，效果更佳。	
<b>储存方式:</b>	
贮存于避光、干燥处；贮存期三年。	
<b>注意事项:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 若发现有严重吸潮现象，请停止使用。</li><li>2. 若配制少于 0.5 L，按每比例加入即可，剩余培养基可封口后放干燥处保存。</li><li>3. 避免过度加热，防止糖类焦化。</li><li>4. 操作时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。</li></ol>	
<b>废物处理:</b>	
检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。	