



产品使用说明书 Product Manual

Anderson' s 培养基基盐（不含维生素）

品牌	Chinook 钦诺克		
货号	CN260619		
中文名称	Anderson' s 培养基基盐（不含维生素）		
英文名称	Anderson's Rhododendron Base Salts		
产品别名	Anderson' s 培养基（不含维生素）、安德森培养基（不含维生素）		
用途	用于红色和黑色木莓茎芽增殖培养		
成分（mg/L）：			
硝酸铵 NH ₄ NO ₃	400.0		
氯化钙 CaCl ₂	332.2		
硫酸镁 MgSO ₄	180.54		
硝酸钾 KNO ₃	480.0		
磷酸二氢钠 NaH ₂ PO ₄	330.6		
硼酸 H ₃ BO ₃	6.2		
六水氯化钴 CoCl ₂ ·6H ₂ O	0.025		
五水硫酸铜 CuSO ₄ ·5H ₂ O	0.025		
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	73.4		
一水硫酸锰 MnSO ₄ ·H ₂ O	16.9		
二水钼酸钠 Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	0.25		
碘化钾 KI	0.3		
七水硫酸锌 ZnSO ₄ ·7H ₂ O	8.6		
用法：			
称取本品 1.83g（精确值 1.82904g），加入 1000mL 蒸馏水中溶解，根据实验所需添加维生素、蔗糖和琼脂等成分（若添加琼脂则需加热煮沸搅拌至溶解），调节 pH 值（一般为 pH5.8），分装，121℃ 高压灭菌 15 分钟。			
注意：如需添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA 、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌，其他不耐高温的植物激素，需单独溶解并过滤除菌，待培养基冷却至 65℃左右时加入。			
储存方式：			
常温运输，2-8℃密封储存；保质期 3 年。			

注意事项:

1. 本品需自行调节 pH 值, 可使用盐酸和氢氧化钠调节 pH, 用于红色木莓茎芽增殖培养时, pH 值应设定为 5.8 (25°C); 用于黑色木莓时, 建议调整至 5.6-5.8 (25°C)。
2. 植物组织培养基, 需要自行添加蔗糖的配方, 蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L; 需自行添加凝胶的配方, 琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L, 植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。
3. 含蔗糖的植物组织培养基, 高压灭菌时, 需要注意避免产生糖焦化现象, 以 121°C 高压灭菌 15 分钟或 115°C 高压灭菌 20 分钟为宜。
4. 含琼脂或植物凝胶的培养基, 高压灭菌前一定要加热煮沸, 搅拌至完全溶解, 煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意: 切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
5. 对于红色和黑色木莓的茎芽增殖来说, 最佳的植物生长调节剂浓度为 0.1-2.5 μM IBA 和 4.5-9.0 μM BA。红色和黑色木莓在体外生根培养, 可以添加 600 mg/L 活性炭, 对于高生根率来说至关重要。
6. 添加植物激素, 耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D, 可提前加入一起高压灭菌; 对于其他不耐高温的植物激素, 一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌, 待培养基冷却至 65°C 左右时加入。
7. 该产品不适宜制备高浓度母液, 会有沉淀产生。
8. 称量时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
9. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖, 避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同, 保质时间存在一定的差异。

废物处理:

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。