



产品使用说明书 Product Manual

VW 培养基基盐/Vacin & Went 培养基基盐（不含维生素）

品牌	Chinook 钦诺克
货号	CN260637
中文名称	VW 培养基基盐/Vacin & Went 培养基基盐（不含维生素）
英文名称	Vacin&Went Medium(Without Vitamins)
产品别名	VW 培养基（不含维生素）
用途	用于兰科植物组织培养
成分（mg/L）：	
磷酸钙 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	200.0
磷酸二氢钾 KH_2PO_4	250.0
硝酸钾 KNO_3	525.0
硫酸镁 MgSO_4	122.0
硫酸铵 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	500.0
酒石酸铁(III) $\text{Fe}_2(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6)_3$	23.13
一水硫酸锰 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	5.68
用法：	
称取本品 1.63g（精确值 1.62581g），加入 1000mL 蒸馏水中溶解，根据实验所需添加维生素、蔗糖和琼脂等成分（若添加琼脂则需加热煮沸搅拌至溶解），调节 pH 值（一般为 pH5.5-5.8），分装，121℃ 高压灭菌 15 分钟。	
注意： 如需添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌，其他不耐高温的植物激素，需单独溶解并过滤除菌，待培养基冷却至 65℃ 左右时加入。	
储存方式：	
常温运输，2-8℃ 密封储存；保质期 3 年。	
注意事项：	
1. 本品需自行调节 pH 值，可使用盐酸和氢氧化钠调节 pH，一般调为 pH5.5-5.8（25℃），具体视实验要求而定。	
2. 植物组织培养基，需要自行添加蔗糖的配方，蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L；需自行添加凝胶的配方，琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L，植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。	



3. 含蔗糖的植物组织培养基，高压灭菌时，需要注意避免产生糖焦化现象，以 121℃ 高压灭菌 15 分钟或 115℃ 高压灭菌 20 分钟为宜。
4. 含琼脂或植物凝胶的培养基，高压灭菌前一定要加热煮沸，搅拌至完全溶解，煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意：切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。
5. 添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌；对于其他不耐高温的植物激素，一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌，待培养基冷却至 65℃ 左右时加入。
6. 该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。
7. 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
8. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同，保质时间存在一定的差异。

废物处理：

检测之后带菌物品置于 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后处理。