



产品使用说明书 Product Manual

Anderson' s 培养基基盐（含维生素）

品牌	Chinook 钦诺克		
货号	CN260618		
中文名称	Anderson’ s 培养基基盐（含维生素）		
英文名称	Anderson’s Rhododendron Base Salts With Vitamins		
产品别名	Anderson’ s 培养基（含维生素）、安德森培养基（含维生素）		
用途	用于红色和黑色木莓茎芽增殖培养		
成分（mg/L）：			
硝酸铵 NH ₄ NO ₃	400.0		
氯化钙 CaCl ₂	332.2		
硫酸镁 MgSO ₄	180.54		
硝酸钾 KNO ₃	480.0		
磷酸二氢钠 NaH ₂ PO ₄	330.6		
硼酸 H ₃ BO ₃	6.2		
六水氯化钴 CoCl ₂ ·6H ₂ O	0.025		
五水硫酸铜 CuSO ₄ ·5H ₂ O	0.025		
乙二胺四乙酸铁钠 FeNaEDTA	73.4		
一水硫酸锰 MnSO ₄ ·H ₂ O	16.9		
二水钼酸钠 Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	0.25		
碘化钾 KI	0.3		
七水硫酸锌 ZnSO ₄ ·7H ₂ O	8.6		
肌醇 Myo-Inositol	100.0		
盐酸硫胺素 Thiamine HCL	0.4		
腺嘌呤硫酸盐 Adenine Sulfate	80.0		
用法：			
称取本品 2.01g（精确值 2.00944g），加入 1000mL 蒸馏水中溶解，根据实验所需添加蔗糖和琼脂等成分（若添加琼脂则需加热煮沸搅拌至溶解），调节 pH 值（一般为 pH5.8），分装，121℃ 高压灭菌 15 分钟。			
注意：如需添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA 、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌，其他不耐高温的植物激素，需单独溶解并过滤除菌，待培养基冷却			



至 65℃左右时加入。
储存方式：
常温运输，2-8℃密封储存；保质期 3 年。
注意事项：
1. 本品需自行调节 pH 值，可使用盐酸和氢氧化钠调节 pH，用于红色木莓茎芽增殖培养时，pH 值应设定为 5.8（25℃）；用于黑色木莓时，建议调整至 5.6-5.8（25℃）。 2. 植物组织培养基，需要自行添加蔗糖的配方，蔗糖添加量一般为 20.0-30.0g/L；需自行添加凝胶的配方，琼脂粉添加量一般为 7.0-12.0g/L，植物凝胶添加量一般为 2.0-4.0g/L。 3. 含蔗糖的植物组织培养基，高压灭菌时，需要注意避免产生糖焦化现象，以 121℃ 高压灭菌 15 分钟或 115℃ 高压灭菌 20 分钟为宜。 4. 含琼脂或植物凝胶的培养基，高压灭菌前一定要加热煮沸，搅拌至完全溶解，煮沸后搅拌时间约 1 分钟。注意：切不可省掉加热煮沸搅拌溶解的步骤直接高压灭菌。 5. 对于红色和黑色木莓的茎芽增殖来说，最佳的植物生长调节剂浓度为 0.1-2.5 μM IBA 和 4.5-9.0 μM BA。红色和黑色木莓在体外生根培养，可以添加 600 mg/L 活性炭，对于高生根率来说至关重要。 6. 添加植物激素，耐高温的植物激素如 IBA、NAA、6-BA 和 2,4-D，可提前加入一起高压灭菌；对于其他不耐高温的植物激素，一般需先单独溶解成高倍母液并过滤除菌，待培养基冷却至 65℃左右时加入。 7. 该产品不适宜制备高浓度母液，会有沉淀产生。 8. 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。 9. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同，保质时间存在一定的差异。
废物处理：
检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。